

**Basiscreme**  
Unguentum basalis  
*Cremor basalis*

## Herstellung

Macrogol-20-glycerol-monostearat .....	7 g
Decyloleat.....	7,5 g
Stearylalkohol .....	6 g
Glycerolmonostearat 40–55.....	4 g
Propylenglycol.....	10 g
Weißes Vaseline.....	25,5 g
Gereinigtes Wasser.....	40 g

Glycerolmonostearat, Stearylalkohol, Decyloleat und Weißes Vaseline werden im Wasserbad auf etwa 60 °C erhitzt und anteilsweise mit der auf die gleiche Temperatur erwärmten Mischung von Macrogol-20-glycerol-monostearat, Propylenglycol und Gereinigtem Wasser versetzt. Die Creme wird bis zum Erkalten ständig gerührt und das verdunstete Wasser ergänzt.

## Eigenschaften

Homogene weiche, weiße, mit Wasser von der Haut abwaschbare Creme.

## Lagerung

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, bei höchstens 25 °C

## 1 Monat ab Herstellung haltbar

Diese Monographie entspricht der Publikation Basiscreme DAC im Deutscher Arzneimittel-Codex® / Neues Rezeptur-Formularium® (DAC/NRF), die mit Zustimmung des Govi-Verlages im ÖAB abgedruckt werden darf.