

Pfefferminzwasser

Menthae piperitae aqua

Aqua Menthae

Bereitung

Ätherisches Pfefferminzöl	1,5 Teile
Talk	15 Teile
Konserviertes Wasser	1000 Teile

Das Ätherische Pfefferminzöl wird mit dem Talk fein verrieben; dann wird nach und nach das Konservierte Wasser dazugegeben und kräftig geschüttelt. Man läßt absetzen und filtriert nach mehrtägigem Stehen.

Beschreibung

Fast klare, farblose Flüssigkeit, die deutlich nach Ätherischem Pfefferminzöl riecht und schmeckt.

Prüfung auf Reinheit

Pfefferminzwasser muß klar oder höchstens schwach opalisierend und farblos sein und deutlich nach den verwendeten ätherischen Ölen riechen und schmecken.

Freies Alkali: 10 ml Pfefferminzwasser dürfen auf Zusatz von 2 Tropfen Phenolphthaleinlösung (I) nicht gerötet werden.

Aufbewahrung

Vor Licht geschützt, in dicht schließenden Gefäßen. Nicht kühl lagern.

*Die Monographie Konserviertes Wasser entspricht der Monographie Aqua conservans veröffentlicht im Deutschen Arzneimittel-Codex / Neues Rezeptur-Formularium © Govi-Verlag.