

OFFIZINALE ZUBEREITUNG

**Arnikatinktur offizinal**  
*Tinctura Arnicae*

**Herstellung:**

Arnikawurzel (Sieb 710)	12 g
Arnikablüte ( 710 )	8 g
Verdünnter Aethylalkohol	100 g

werden nach dem Mazerationsverfahren zur Tinktur verarbeitet.

**Eigenschaften:**

*Aussehen:* gelbbraune Flüssigkeit,

*Geruch:* nach Arnika

*Geschmack:* schwach bitter

Arnikatinktur ist mit verdünntem Alkohol oder der gleichen Menge Alkohol klar, mit gereinigtem Wasser trüb mischbar.

**Lagerung:**

vor direktem Sonnenlicht geschützt, in dicht schließenden Gefäßen.

6 Monate haltbar