

## OFFIZINALE ZUBEREITUNG

# Salbeitinktur offizinal

## *Tinctura Salviae*

### **Herstellung:**

Salbeiblatt (Sieb 710 )      20 g  
Verdünnter Aethylalkohol   100 g

werden nach dem Mazerationsverfahren zur Tinktur verarbeitet.

### **Eigenschaften:**

*Aussehen:* grünbraune Flüssigkeit

*Geruch:* charakteristisch nach Salbei

*Geschmack:* schwach zusammenziehend

Salbeitinktur ist mit verdünntem Alkohol oder mit der gleichen Menge Alkohol klar, mit gereinigtem Wasser trüb mischbar.

### **Lagerung:**

vor direktem Sonnenlicht geschützt, in dicht schließenden Gefäßen.

6 Monate haltbar