

**Prednisolon Zäpfchen 100 mg offizinal**  
**Prednisoloni suppositoria 100 mg officinalis**

**Definition**

Zäpfchen aus 100 mg Prednisolon und Hartfett

**Herstellung**

Prednisolon.....0,1 g

Hartfett.....ad 1,0 g.

Das Hartfett wird bis zur Schmelze schonend erwärmt, kalt rühren und den Wirkstoff anschließend dispergieren. Um eine Sedimentation zu verhindern unter ständigem Rühren in die Form gießen.

**Eigenschaften**

Aussehen: weiße Zäpfchen.

**Lagerung**

Im Kühlschrank zwischen + 2°C und + 8 °C.

**Haltbarkeit**

1 Monat ab Herstellung.