

Hustensirup

Sirupus pectoralis

Definition

Lösung zum Einnehmen

Herstellung

Eibischsirup	20 g
Spitzwegerichsirup	40 g
Thymiansirup	40 g

Es werden die Sirupe ohne Erwärmen gemischt.

Eigenschaften

Aussehen: rötlichbraune, klare, niedrig viskose Lösung

Geruch: nach Thymol

Lagerung

In Glasflasche dicht verschlossenen, in möglichst vollständig gefüllten Behältnissen.

Haltbarkeit

1 Jahr

30. 6. 2016