

Prednisolon Zäpfchen 50 mg magistral
Prednisoloni suppositoria 50 mg magistralis

Definition

Zäpfchen aus 50 mg Prednisolon und Hartfett.

Herstellung

Prednisolon.....0,05 g

Hartfett.....q.s

Das Hartfett wird bis zur Schmelze schonend erwärmt, der Wirkstoff dispergiert und kalt gerührt. Um eine Sedimentation zu verhindern unter ständigem Rühren in die Form gießen.

Eigenschaften

Aussehen: weiße Zäpfchen.

Lagerung

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, bei 2 bis 8 °C.

Haltbarkeit

12 Monate ab Herstellung.