

Windwasser konserviert

Aqua carminativa conservata

Herstellung

Kümmelöl.....	0,5 g
Kamillenöl.....	0,5 g
Citronenöl.....	0,5 g
Pfefferminzöl.....	0,5 g
Talk.....	15 g
Konserviertes Wasser.....	1000 g

Die ätherischen Öle werden mit dem Talk fein verrieben, dann wird nach und nach das Konservierte Wasser dazugegeben und kräftig geschüttelt. Man lässt absetzen und filtriert nach mehrtägigem Stehen.

Eigenschaften

Fast klare, farblose Flüssigkeit, die deutlich aromatisch riecht und schmeckt.

Prüfung auf Reinheit

Windwasser muss klar oder höchstens schwach opalisierend und farblos sein und deutlich nach den verwendeten ätherischen Ölen riechen und schmecken.

Freies Alkali: 10 ml Windwasser dürfen auf Zusatz von 2 Tropfen Phenolphthaleinlösung (I) nicht gerötet werden.

Lagerung

Vor Licht geschützt, in dicht schließenden Gefäßen. Nicht kühl lagern.

Zubereitung

Aqua carminativa regia